

VOCOFERTAS

Clínica

#2/21

01.10.21 - 31.03.22



... calentar



... aplicar



... modelar



VisCalor y VisCalor bulk

A escala mundial, el primer composite con tecnología termoviscosa

Único y innovador

Mediante el calentamiento, el material es fluido durante la aplicación y puede modelarse al instante (tecnología termoviscosa)

Excelentes propiedades de manipulación

Aplicación sin burbujas con una cánula larga y estrecha



De alta calidad y duradero


- Fluye óptimamente hacia los márgenes y las zonas socavadas
- Excelentes propiedades físicas

Eficiente

- Combina 2 viscosidades en un solo material ▶ sin cambiar de material y con menor necesidad de almacenamiento
- Sin necesidad de recubrimiento adicional

VisCalor® / VisCalor® bulk

COMPOSITE TERMOVISCOSO UNIVERSAL Y PARA RESTAURACIÓN EN BLOQUE



Usted necesita, por norma general, materiales con diferentes viscosidades para una restauración altamente estética, especialmente en cavidades profundas y estrechas: Un composite fluido como base así como un composite condensable para la estabilidad y modelado. Esto ya no es necesario con VisCalor, ya que sigue un principio completamente nuevo e innovador:



Por la única tecnología termoviscosa, el material se vuelve – mediante el calentamiento extraoral – algo viscoso y tan fluido como conoce de un “flowable”. El material fluye óptimamente hacia las paredes cavitarias y las áreas socavadas. Después, el material se enfría rápidamente a la temperatura corporal, se vuelve muy viscoso y se puede modelar como un composite condensable clásico sin perder tiempo.

La cánula especialmente larga y estrecha permite la aplicación directa también en zonas de difícil acceso, así como una aplicación sin burbujas. Con un contenido de relleno de más de 83 % en peso y una contracción muy reducida de sólo un 1,4 % en vol., VisCalor es un material de composite de primerísima clase.

Usted puede elegir: VisCalor bulk para restauraciones en dientes posteriores con incrementos de hasta 4 mm o el nuevo VisCalor universal para restauraciones estéticas en dientes anteriores.

VisCalor

REF 6106 Set VisCalor Dispenser, Caps 80 × 0,25 grs. (16 × A1, 16 × A2, 32 × A3, 16 × A3.5), colorímetro, VisCalor Dispenser

ahorra**
40%

REF 9143 VisCalor Dispenser – dispositivo de calentamiento



REF 6108 Set + Bond, Caps 80 × 0,25 grs. (16 × A2, 16 × A3, 16 × A3.5, 16 × OA2, 16 × incisal), colorímetro, Futurabond U SingleDose 20 u.

ahorra**
20%

REF 6107 Set Caps Warmer, Caps 80 × 0,25 grs. (16 × A1, 16 × A2, 32 × A3, 16 × A3.5), colorímetro, Caps Warmer

ahorra**
36%

REF 9001 Caps Warmer – dispositivo de calentamiento



Caps 16 × 0,25 grs. ¹

¹ Los números de artículo de los colores, los hallará bajo www.voco.dental o en el catálogo general.

VisCalor bulk

REF 6062 Set Dispenser Caps 80 × 0,25 grs. (16 × universal, 16 × A1, 16 × A2, 32 × A3), VisCalor Dispenser

ahorra**
40%

REF 6063 Set Caps Warmer Caps 80 × 0,25 grs. (16 × universal, 16 × A1, 16 × A2, 32 × A3), Caps Warmer

ahorra**
36%

REF 6065 Caps 16 × 0,25 grs. universal
REF 6066 Caps 16 × 0,25 grs. A1
REF 6067 Caps 16 × 0,25 grs. A2
REF 6068 Caps 16 × 0,25 grs. A3

BONDING / MATERIALES DE RESTAURACIÓN

Futurabond® U

Adhesivo universal de curado dual

- Un “bond” para todos los casos – no necesita ningún adhesivo adicional
- Autograbado, grabado selectivo o grabado total – usted puede elegir libremente
- Extraordinaria variedad de aplicación



REF 1571 SingleDose 50 u., accesorios

REF 1572 SingleDose 200 u., accesorios

ahorra**
12%

Admira® Fusion

Material de restauración de ORMOCER® nano-híbrido, universal

- El primer material de restauración universal del mundo de base exclusivamente cerámica
- La más baja contracción de polimerización (1,25 % en vol.) y un estrés de contracción especialmente bajo en comparación con todos los composites de restauración convencionales
- Inerte, por consiguiente altamente biocompatible y extremadamente estable en color
- Manipulación excelente, simple pulido a alto brillo así como una alta dureza superficial garantizan unos resultados de primera calidad durante largo tiempo

Prescinde de
monómeros clásicos, sin
monómeros residuales



REF 2750 Set + bond
Jeringa 5 x 3 grs. (A2, A3, GA3.25, A3.5, Admira Fusion x-tra), colorímetro + Futurabond U SingleDose 20 u.

REF 2780 Set + bond
Caps 75 x 0,2 grs. (de cada 15 x A2, A3, GA3.25, A3.5, Admira Fusion x-tra), colorímetro + Futurabond U SingleDose 20 u.

ahorra
30%

Jeringa 3 grs. ¹ Caps 15 x 0,2 grs. ¹

¹ Los números de artículo de los colores, los hallará bajo www.voco.dental o en el catálogo general.

4+1*

Admira® Fusion Flow

Material de restauración de ORMOCER® nano-híbrido, fluido y fotopolimerizable



REF 2816 Set Jeringa 5 x 2 grs. (A1, A2, A3, A3.5, WO) colorímetro, accesorios

ahorra
30%

Jeringa 2 x 2 grs., varios colores ¹

4+1*

Admira® Fusion x-tra

Material de restauración de ORMOCER® nano-híbrido, 4 mm



REF 2810 Jeringa 3 grs. universal

REF 2811 Caps 15 x 0,2 grs. universal

4+1*

Admira® Fusion x-base

Material de base de restauración de ORMOCER® nano-híbrido, fluido, 4 mm



REF 2812 Jeringa 2 x 2 grs. universal

4+1*

GrandiSO

Flowables

Don't just go with the flow. Pick the right flow!



GrandiSO Light Flow

Material de restauración nano-híbrido fluido – de baja viscosidad

- Aplicación precisa gracias a una cánula extrafina y así es óptimamente adecuada para áreas de difícil acceso y cavidades pequeñas



REF 2585 Set Jeringa 5 x 2 grs. (A1, A2, A3, A3.5, WO), colorímetro, accesorios

ahorra**
30%

GrandiSO Flow

Material de restauración nano-híbrido fluido y universal – de media viscosidad

- Un comportamiento de fluidez excelente, utilizable universalmente y aplicación precisa



REF 2720 Set Jeringa 5 x 2 grs. (A1, A2, A3, A3.5, WO), colorímetro, accesorios

ahorra**
30%

GrandiSO Heavy Flow

Material de restauración nano-híbrido fluido y universal – de viscosidad alta

- Estabilidad elevada, es decir no se derrama cuando no se desea y es utilizable universalmente



REF 2680 Set Jeringa 5 x 2 grs. (A2, A3, A3.5, WO, GA5), colorímetro, accesorios

ahorra**
30%

MATERIALES DE CEMENTADO

Bifix® Hybrid Abutment

Composite de fijación universal y de curado dual para la aplicación intraoral y extraoral

- Todo en uno – fijación permanente de todos los materiales dentales convencionales
- La más alta flexibilidad – aplicación intraoral en la clínica y extraoral en el laboratorio
- Altamente estético – el perfecto enmascaramiento de superficies oscuras mediante los tonos opacos
- Con las pastas Try-In – simulación de colores precisa para pilares híbridos, coronas con pilar y tratamiento coronal



NUEVO



REF 2995 Implant set mixed – corresponde a REF 2410 + 2412 + 2413 (3 x jeringa QuickMix 10 grs., 3 x Try-In jeringa 2,5 grs., accesorios)

ahorra**
30%

REF 2411 Jeringa QuickMix 10 grs. (universal HO)
REF 2412 Jeringa QuickMix 10 grs. (blanco HO)
REF 2413 Jeringa QuickMix 10 grs. (translúcido)
+ cada uno incluyendo la jeringa Try-In de 2,5 grs., accesorios

REF 2410 Implant set jeringa QuickMix 10 grs. (universal HO), jeringa Try-In de 2,5 grs., Ceramic Bond frasco 5 ml, Futurabond U SingleDose 5 u., accesorios

ahorra**
18%

CUIDADO ORAL

Bifluorid 10®

Laca fluorídica para el tratamiento de hipersensibilidades

- Inmediatamente desensibilizante
- Forma una capa protectora contra influencias térmicas y mecánicas
- Transparente – ninguna decoloración de los dientes
- Especial base de laca refuerza el efecto duradero y fluorización profunda
- Compatible con el blanqueamiento, reducción de la sensibilidad, sin impedir el tratamiento de blanqueamiento

Ideal para terapias ortodóncicas y tratamientos de blanqueamiento



REF 1615 Frasco 4 grs., Solvent frasco 10 ml

REF 1616 Frasco 10 grs.

REF 1617 Frasco 3 x 10 grs., Solvent frasco 10 ml, Pele Tim No. 1

ahorra**
18%

REF 1618 SingleDose 50 u., accesorios

REF 1619 SingleDose 200 u., accesorios

ahorra**
24%

Aplicación



VOCO Profluorid® Varnish

Laca con fluoruro para la desensibilización de los dientes (NaF al 5 %)

- Desensibilización rápida y liberación de fluoruro (5 % NaF \triangleq 22.600 ppm fluoruro)
- Simple aplicación – tolerante a la humedad
- Disponible en siete sabores agradables
- Aplicación económica en capas finas, productivo
- Laca estética y del color del diente



SingleDose 50 x 0,40 ml

Melón REF 1269	Caramelo REF 2226	Cereza REF 2227
Menta REF 2228	Bubble Gum REF 2238	Cola Lime REF 2240
Pina Colada REF 2242		

SingleDose 200 x 0,40 ml

Melón REF 1271	Caramelo REF 2229	Cereza REF 2230
Menta REF 2231	Bubble Gum REF 2239	Cola Lime REF 2241
Pina Colada REF 2243		

ahorra**
25%

SingleDose 48 x 0,40 ml

Mixed REF 2225

Contiene todos los sabores

Aplicación



IMPRESIÓN

VOCO Retraction Paste

Pasta con efecto astringente para una efectiva ampliación provisional y secado del surco

- Cánula fina con punta flexible – aplicación fácil y precisa en el surco
- “Viscosity Change” (cambio de viscosidad) – la consistencia de la pasta varía durante la aplicación y la ampliación del surco
- Buena visibilidad – buen contraste con la gingiva
- Limpio y ordenado – eliminación fácil por simple enjuague

NUEVO



Fácil aplicación en el surco

REF 1012 Caps 25 x 0,3 grs.

REF 1013 Caps 100 x 0,3 grs.

ahorra**
25%

V-Posil

Material de impresión de precisión, VPS

- Silicona A muy hidrófila para la más alta precisión
- Largo tiempo de elaboración y a la vez un corto tiempo en la boca
- La alta resistencia a la rotura y la alta recuperación elástica garantizan una seguridad durante y después de la toma
- Buena hidrofilia, incluso en el estado fraguado, hace perfectamente el vaciado y así el tratamiento protésico



Putty Fast / Heavy Soft Fast / Mono Fast



NUEVO
V-Posil Putty Soft Fast

Starter-Set Putty Fast / Light Fast

REF 2991

Putty Fast Cartucho 2 x 380 ml
Light Fast Cartucho 2 x 50 ml

Starter-Set Heavy Soft Fast / Light Fast

REF 2985

Heavy Soft Fast Cartucho 2 x 380 ml
Light Fast Cartucho 2 x 50 ml

Starter-Set Mono Fast / Light Fast

REF 2987

Mono Fast Cartucho 2 x 380 ml
Light Fast Cartucho 2 x 50 ml

ahorra**
15%

Starter-Set Putty Fast / Light Fast

REF 2984

Putty Fast Bote 2 x 450 ml
Light Fast Cartucho 2 x 50 ml

Starter-Set Putty Soft Fast / Light Fast

REF 2904

Putty Soft Fast Bote 2 x 450 ml
Light Fast Cartucho 2 x 50 ml

ahorra**
15%

*Si le pide cuatro envases a un Comercial de VOCO, recibe otro envase gratuito. VOCO efectuará la entrega del material gratuito.

**Comparado con la compra individual

SU PEDIDO

Contacte a su depósito o a su Comercial de VOCO para poder pedir las ofertas indicadas en las VOCOfertas. Las ofertas son solamente vigentes en socios comerciales participantes. Los precios especiales de su depósito serán considerados de todas formas.

Atención al cliente VOCO:

Línea gratuita: 00 800 44 444 555

Fax: +49 (0) 4721-719-2931 · E-Mail: service@voco.de

Este folleto ha sido entregado por:

VC-84 002210 ES 0921