

# OFERTAS CLÍNICA

Válidas del 1 de abril al 30 de junio 2024  
Disponibles a través de tu depósito habitual

Salud oral en buenas manos




**KULZER**  
MITSUI CHEMICALS GROUP

+++VENUS PURE SHADES: LA BELLEZA DE LA SENCILLEZ+++

# Venus<sup>®</sup> PURE

Nuevos colores Venus Pure Shades:  
Light, Medium, Dark, Bleach


CHOOSE IT.  
USE IT.  
LOVE IT.



kulzer.es/venus-pearl-pure

- » Fáciles de usar, se integran perfectamente en la rutina diaria para restauraciones cotidianas de dientes anteriores y posteriores.
- » Excelentes resultados en **estratificación monocromática**.
- » Esta **selección optimizada y reducida de cuatro colores** cubre una amplia gama cromática y simplifica procedimientos.
- » **Flujo de trabajo simplificado**, sin errores en la selección de color.

Los colores **LIGHT**, **MEDIUM** y **DARK** cubren el espectro clásico de tonos (A1 - D4). El color **BLEACH** complementa la gama.



Kit de lanzamiento a  
precio imbatible

PRUEBA SIN RIESGO\*  
x1 KIT  
GRATIS 1 MUESTRA

¡Pruébalo  
y si no te  
gusta lo  
devuelves!

\*Condiciones de la PRUEBA SIN RIESGO: Comprando 1 Kit recibes sin cargo una muestra jeringa / PLT en color MEDIUM. Si no estás satisfecho con los resultados al probar la muestra puedes devolver el kit. Todo el material se envía a través del distribuidor. El kit tiene que estar sin abrir y en perfecto estado. Máximo 1 devolución por clínica. Precios sin IVA. Los precios del distribuidor se mantendrán siempre.

Referencia	Descripción	Contenido	PVP	Precio Oferta
<b>Venus Pearl Pure – Kits</b>				
6609 8266	<b>VENUS PEARL PURE KIT – PLT</b>	20x0.20g PLTs de Venus Pearl de los colores <b>LIGHT</b> y <b>MEDIUM</b> ; jeringa 2g Venus Bulk Flow ONE; botella 2ml iBOND Universal, 5 cánulas flow; tabla de equivalencias; tarjetón ilustrativo iBOND Universal	<del>220,90€</del>	169€
6609 8267	<b>VENUS PEARL PURE KIT – SYRINGE</b>	Jeringas de 3g de Venus Pearl de los colores <b>LIGHT</b> y <b>MEDIUM</b> ; jeringa 2g Venus Bulk Flow ONE, botella 2ml iBOND Universal, 5 cánulas flow; tabla de equivalencias; tarjetón ilustrativo iBOND Universal	<del>173,70€</del>	139€

También disponible en consistencia firme: Venus Diamond Pure Shades



**KULZER**  
MITSUI CHEMICALS GROUP

# Venus<sup>®</sup> PURE

# TAKE

# IT

# EASY.

CHOOSE IT.  
USE IT.  
LOVE IT.



[kulzer.es/contacto](http://kulzer.es/contacto)



¿Quieres reducir el tiempo de sillón a la vez que realizas restauraciones anteriores y posteriores sin esfuerzo, únicamente con estratificación monocromática?

Los cuatro nuevos colores **Venus Pure Shades**, satisfacen las demandas de tus pacientes y simplifican al máximo tu flujo de trabajo.



NOVEDAD



**KULZER**  
MITSUI CHEMICALS GROUP



## VENUS PEARL Y VENUS DIAMOND

Mucho más que estética

- » Composite nanohíbrido fotopolimerizable. Excelente radiopacidad
- » Exclusiva matriz TCD: **reduce chippings, fracturas y caries secundarias**
- » Restauraciones de clase I-V
- » No se pega al instrumento. Tiempo de trabajo prolongado
- » Colores para estratificación **mono o policromática**

En todas las reposiciones  
**4+1  
GRATIS**

**FREE**  
of BPA related  
monomers

### VENUS PEARL - CONSISTENCIA CREMOSA

Jeringa 3 g / PLT 20 x 0,20 g / PLT 10 x 0,20 g

Colores: A1, A2, HKA2.5, A3, A3.5, A4, HKA5, B1, B2, B3, C1, C2, C3, D3, OLC, OMC, ODC, OXDC, CL, AM, CO, YO, BL, BXL, OB, CORE, GUM, ONE, MEDIUM\*, LIGHT\*, DARK\*, BLEACH\*



### VENUS DIAMOND - CONSISTENCIA FIRME

Jeringa 4 g / PLT 20 x 0,25 g / PLT 10 x 0,25 g


Colores: A1, A2, HKA2.5, A3, A3.5, A4, HKA5, B1, B2, B3, C2, C3, D3, OL, OLC, OM, OMC, OD, ODC, OXDC, CL, AM, CO, YO, BL, BXL, OB, ONE, MEDIUM\*, LIGHT\*, DARK\*, BLEACH\*



Casos clínicos,  
estudios científicos  
y mucho más!



[kulzer.es/venus-pearl](http://kulzer.es/venus-pearl)



## VENUS BULK FLOW ONE

Composite bulk de nueva generación

- » Composite bulk fluido resistente a la abrasión para capas de 4 mm
- » No necesita capa final (puede aplicarse si se desea)
- » Color monocromático (espectro A1 - D4)
- » Elevada radiopacidad (> 250 % Al)


- 66094723 Venus Bulk Flow ONE jeringa 2 g
- 66094724 Venus Bulk Flow ONE PLT 20 x 0,2 g
- 66095335 Venus Bulk Flow ONE Value Kit jeringa 10 x 2 g
- 66095388 Venus Bulk Flow ONE Value Kit PLT 80 x 0,20 g

En todas las reposiciones  
4+1  
GRATIS



Images courtesy of Dr. Edoardo Fossati, Torino, Italy

Solicitar Demostración



[kulzer.es/vbfo-demo](https://kulzer.es/vbfo-demo)



**KULZER**  
MITSUI CHEMICALS GROUP


## VENUS

- » Composite híbrido
- » Resultados estéticos sencillos, rápidos y fiables
- » Alto mimetismo
- » Restauraciones anteriores y posteriores
- » Jeringa 4 g / PLT 20 x 0,25 g / PLT 10 x 0,25 g



4+1  
GRATIS

Descubre los  
composites Venus



[kulzer.es/venus-composite](http://kulzer.es/venus-composite)


## VENUS FLOW

- » Composite híbrido fluido
- » Fotopolimerizable y radiopaco
- » Excelentes propiedades de manejo
- » 12 colores con 3 niveles de opacidad
- » Jeringa 1,8 g

4+1  
GRATIS



Fuente: Krueger-Janson U, Alemania



Excelente radiopacidad

4+1  
GRATIS

## VENUS DIAMOND FLOW

El composite fluido para estética integral

- » Composite nanohíbrido fluido. Muy radiopaco
- » Excelentes propiedades de fluidez y tixotropía
- » Elevada resistencia y baja fuerza de contracción
- » Estética perfecta: 12 colores con 3 niveles de opacidad
- » Alto brillo y excelente pulido
- » Jeringa 1,8 g / PLT 20 x 0,20 g



## PULIDOR VENUS SUPRA

Brillo elevado y duradero

- » Sistema de dos pasos: pre-pulido y pulidores de alto brillo
- » Fabricado en silicona con elevada carga de polvo de diamante micro fino
- » Autoclavable y reutilizable
- » Sin necesidad de usar pasta de pulido
- » Formas: Twist brush, twist disc, copa, llama y llama grande



En todas las reposiciones  
-15%  
Dto.



Disponible en reposiciones individuales e Intro Kit

## iBOND UNIVERSAL

Adhesión para todos los casos

- » Adhesivo fotopolimerizable monocomponente de 8ª generación
- » Contiene MDP
- » Compatible con **TODAS** las técnicas de adhesión, materiales dentales e indicaciones
- » Solo 10 segundos de fotocurado

66061411 iBOND Universal Bottle Refill 1 x 4ml  
 66061412 iBOND Universal Bottle Value Pack 3 x 4ml  
 66061419 iBOND Universal Single Dose Value Pack  
 66061416 iBOND Ceramic Primer 1 x 4ml



Trucos y Consejos para una Adhesión perfecta ¡Y mucho más!



[kulzer.es/ibond-universal](http://kulzer.es/ibond-universal)



## iBOND TOTAL ETCH

Grabado Total

- » Adhesivo fotopolimerizable monocomponente para la técnica de grabado total. 5ª generación
- » Máxima desensibilización

66039867 iBOND Total Etch Bottle Value Pack  
 66040094 iBOND Total Etch Bottle Refill 4ml  
 66039870 iBOND Total Etch Single Dose Value Pack  
 66040093 iBOND Total Etch Single Dose Refill



Descubre iBOND Total Etch



[kulzer.es/ibond-total-etch](http://kulzer.es/ibond-total-etch)



# BEAUTIFUL RETRACTION

RetraXil®

Starter Pack

Abtrocknende Retraktionspaste  
Astringent retraction paste



KULZER

## RetraXil®

Exposición del surco gingival extraordinaria – aplicación mínimamente invasiva

RetraXil® es una pasta de retracción astringente para el desplazamiento temporal del margen gingival y el secado del surco. RetraXil® garantiza un surco gingival y márgenes de preparación expuestos y sin fluidos:

- » Aplicación mínimamente invasiva.
- » Campo visual muy cómodo gracias al elevado contraste del color azul.
- » Jeringa estable multidosis.
- » Excelente viscosidad: no se riza, no se desgarrar, no se pega.
- » Compatible con técnicas de impresión convencionales y digitales.

Descubre RetraXil




[kulzer.es/retraxil-new](https://kulzer.es/retraxil-new)



# FLEXITIME

Tiempo: Flexible

Impresión: Perfecta



## Material de impresión de precisión con tiempo de trabajo flexible

- » Tú decides cuándo insertar la cubeta en boca dependiendo de la complejidad de la indicación: en cualquier momento entre 1:00 min. y 2:30 min. después de empezar a mezclar el material
- » El proceso de fraguado se acelera cuando la cubeta se inserta en boca
- » El tiempo de trabajo flexible y el corto tiempo de fraguado intraoral (2:30 min.) son idénticos para todos los materiales Flexitime
- » Complemento perfecto para el escaneado intraoral cuando no es posible realizar digitalmente una preparación subgingival



Tiempo de trabajo innovador

Flexitime impresión múltiple	2:30	2:30
Flexitime impresión unitaria	1:00	2:30

**Fluidas**  
50034806  
40005040  
40005041

2 x 50 ml  
Correct Flow  
Light Flow  
Medium Flow



-20%  
Dto.

**Putty**  
50034802

2 x 300 ml  
Easy Putty



-20%  
Dto.

**Registro mordida**  
50066038

2 x 50 ml  
Bite



-20%  
Dto.

**Automezcla**  
40003992  
40003991  
40003990

2 x 380 ml  
Dynamix Putty  
Dynamix Heavy Tray  
Dynamix Monophase



-15%  
Dto.

Descubre Flexitime



kulzer.es/flexitime



**KULZER**  
MITSUI CHEMICALS GROUP

## GLUMA DESENSITIZER

Más alivio, menos dolor

- » Puede utilizarse en cualquier restauración **directa e indirecta**
- » **Aplicación en un solo paso:** no es necesario agitar ni fotopolimerizar
- » Compatibilidad universal
- » **Una gota,** múltiples aplicaciones

65872354 GLUMA Desensitizer 1 x 5 ml  
 66001854 GLUMA Desensitizer Single Dose 40 x 1  
 66018221 GLUMA Desensitizer Value Pack 3 x 5 ml



Descubre  
GLUMA Desensitizer



[kulzer.es/gluma](http://kulzer.es/gluma)

## AGUJAS SOPIRA

La aguja perfecta para cada indicación

- » Dolor inicial mínimo gracias al **triple bisel**
- » Aguja **siliconada** para un óptimo deslizamiento
- » **Elevada elasticidad** para una mayor seguridad
- » Sistema de identificación de color para una mejor diferenciación

66053462 Aguja 30G 12MM 100PC  
 66053463 Aguja 30G 16MM 100PC  
 66053464 Aguja 30G 25MM 100PC  
 66053465 Aguja 27G 25MM 100PC  
 66053466 Aguja 27G 38MM 100PC  
 66005400 Aguja 30G 16MM S 100PC  
 66005401 Aguja 30G 21MM S 100PC  
 66005402 Aguja 27G 08MM S 100PC  
 66008710 Aguja 30G 12MM S 100PC



Descubre las  
Agujas Sopira



[kulzer.es/sopira-agujas](http://kulzer.es/sopira-agujas)



# Asesores Comerciales Clínica ¡Contáctanos!



Jesús Peña - Responsable Regional de Ventas  
**Asturias, Cantabria y C. León**  
699 724 691  
jesus.pena@kulzer-dental.com



Pablo Sánchez  
**Madrid y C. La Mancha**  
695 131 961  
pablo.sanchez@kulzer-dental.com



Alberto Bárcena  
**País Vasco, Navarra y la Rioja**  
689 092 156  
alberto.barcena@kulzer-dental.com



Geòrgia Aixalà  
**Cataluña y Aragón**  
619 347 543  
georgia.aixala@kulzer-dental.com



Raquel Iglesias  
**C. Valenciana y Murcia**  
671 671 455  
raquel.iglesias@kulzer-dental.com




Daniel Casanova  
**Andalucía y Extremadura**  
618 548 993  
daniel.casanova@kulzer-dental.com



Luis de Blas  
**Portugal y Galicia**  
618 548 985  
luis.blas@kulzer-dental.com

Contacto Web




[kulzer.es/contacto](http://kulzer.es/contacto)

**Nota:** En las ofertas 4+1, algunos distribuidores podrían aplicar el descuento desde la primera unidad, en estos casos no se envía el producto sin cargo. Ofertas válidas para productos de la misma categoría.



**KULZER**  
MITSUI CHEMICALS GROUP

# STAY HAPPY! STAY TUNED!



**KULZER**  
MITSUI CHEMICALS GROUP